



INSTRUÇÕES DE USO

ENDURA[®]

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Emulsão Oftálmica Estéril

INSTRUÇÃO DE USO

Inovadora Tecnologia para completo alívio dos sintomas da secura ocular e proteção da superfície ocular

ENDURA®

Lubrificante Ocular

Emulsão Oftálmica Estérel

APRESENTAÇÃO:

A emulsão oftálmica estérel - ENDURA® está acondicionada em frasco plástico gotejador contendo 3, 5, 10, 15 ou 30 ml, para via de administração tópica ocular.

COMPOSIÇÃO:

ENDURA® contém: glicerina; polissorbato 80; óleo de rícino; carbômer, ácido bórico hidróxido de sódio, água purificada e PURITE® como conservante.

As substâncias contidas na emulsão de ENDURA® lhe conferem características muito próximas da lágrima natural e foram escolhidas para proporcionar máximo conforto para os olhos. A formulação apresenta um pH alvo de 7,4, que foi escolhido por se aproximar ao pH da lágrima humana para proporcionar melhora do desconforto ocular e também agir como protetor contra as irritações oculares.

INDICAÇÕES

ENDURA® é uma formulação lubrificante e protetora, pois agindo como umidificante, proporciona alívio da ardência, irritação, secura e desconforto ocular, que podem ser causados por vento, ar seco, ar condicionado, poeira, fumaça, sol ou outras. Além disso, ENDURA® cria um escudo suavizante na superfície ocular contra as irritações oculares.

CONTRAINDICAÇÕES

ENDURA® é contraindicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

ENDURA® é uma emulsão de coloração branca leitosa. Não deve ser utilizado se a emulsão mudar de coloração.

O uso do produto é exclusivamente externo.

Não permitir que a ponta do frasco encoste ao olho durante a aplicação nem em qualquer outra superfície depois de aberto para que não ocorra contaminação da emulsão.

Se for utilizar este produto concomitantemente com outras formulações oculares, aguarde um intervalo de 5 minutos entre as aplicações de cada formulação.

A aplicação do lubrificante em geral não causa alterações da visão. Caso ocorra leve borramento da visão logo após a aplicação, recomenda-se aguardar até que a visão retorne ao normal antes de dirigir veículos ou operar máquinas.

Em caso de dor ocular, alterações da visão, irritação e vermelhidão ocular persistentes, ou se os sintomas piorarem ou persistirem por mais de 72 horas, recomenda-se que o uso do produto seja descontinuado e que se procure orientação médica.

Manter fora do alcance de crianças.

EVENTOS ADVERSOS

ENDURA[®] é geralmente bem tolerado, podendo causar embaçamento temporário da visão após a instilação, devido à sua viscosidade. Outros eventos adversos que podem ocorrer são: sensação de pontadas nos olhos, ardor, irritação e vermelhidão ocular, visão turva ou sensibilidade à luz.

MODO DE USO

ENDURA[®] é uma emulsão de coloração branca leitosa, e deve ser usado exclusivamente nos olhos. Não utilizar ENDURA[®] caso haja sinais de violação e/ou danificações do frasco.

Delicadamente, puxar a pálpebra inferior para baixo até formar uma pequena bolsa. Aplicar 1 a 2 gotas nos olhos, tantas vezes quantas necessárias.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO

ENDURA[®] deve ser transportado e armazenado em temperatura entre 2°C e 25°C.

O prazo de validade de 24 meses encontra-se impresso na embalagem externa. Não utilize após a data de vencimento.

Produto Estéril pelo Método de Filtração.

Registro ANVISA nº 80143600092

Farm. Resp.: Dr. Alexandre Eguti Terada

CRF-SP nº 40.492

Fabricado por:

Allergan Sales, LLC

Waco, Texas - EUA

Importado e Distribuído por:

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Av. Guarulhos, 3272 - CEP: 07030-000 - Guarulhos - SP

CNPJ: 43.426.626.0009-24

® Marca Registrada de Allergan, Inc.

© 2013 Allergan, Inc.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 14 40 77

Discagem Direta Gratuita.